

KERN CJ P2

KERN

Junctionbox para ligação de várias células de medição a uma unidade de avaliação



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Componentes da tecnologia de medição
Grupo de produto	Caixa de ligação
Família de produto	CJ P

Sistema de medição

Número de plataformas / canais	2
--------------------------------	---

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	135×65×38 mm
Material	alumínio

Funções

Protecção IP - unidade completa	IP65
---------------------------------	------

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	185×75×50 mm
Peso líquido	0,2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,35 kg
Peso de envio	0,35 kg

Pictogramas

STANDARD

