

# KERN CJ P4PG

# KERN

Junction box voor de aansluiting van meerdere meetcellen op een analyse-eenheid



## Pictogrammen

### STANDARD



### Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechnische componenten
Productgroep	Verbindingsdoos
Productfamilie	CJ P

### Meetsysteem

Aantal platforms / kanalen	4
----------------------------	---

### Approval

CE-teken	✓
----------	---

### Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	135×65×38 mm
Materiaal	aluminium

### Funcities

Bescherming IP - complete unit	IP65
--------------------------------	------

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	185×75×50 mm
Nettogewicht	0,385 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Brutogewicht ca.	0,45 kg
Verzendgewicht	0,412 kg