

KERN CJ X468

KERN

Junctionbox zum Anschluss von mehreren Messzellen an eine Auswerteeinheit



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik-Komponente
Produktgruppe	Junctionbox
Produktfamilie	CJ X

Messsystem

Anzahl Plattformen / Kanäle	4
-----------------------------	---

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	135×65×38 mm
Material	Aluminium

Funktionen

IP-Schutz - Kompletgerät	IP68
--------------------------	------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	185×75×50 mm
Nettogewicht	0,385 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Bruttogewicht ca.	0,45 kg
Versandgewicht	0,412 kg

Piktogramme

STANDARD

