

KERN DAB-A01.

KERN

Temperatur-Kalibrierset bestehend aus Messfühler mit Auswertegerät



Abmessungen Verpackung (B×T×H)	175×110×55 mm
Nettogewicht	0,215 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Bruttogewicht ca.	0,30 kg
Versandgewicht	0,26 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Temperatur-Kalibrierset

Messsystem

Temperatur [Min] (°C)	-200 °C
Temperatur [Max] (°C)	1370 °C
Ablesbarkeit Temperatur [d] (°C)	0,1 °C
Einheiten	°C °F

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	145×71×35 mm
Material	Kunststoff
Material Gehäuse	ABS Kunststoff
Kabellänge	0,9 m

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie	4×1.5 V AAA
Batterie-/Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie-Kapazität	1.200 mAh
Batterie-Spannung	6 V
Batterie Betriebsdauer	400 h

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----