

KERN DAB-A01.

KERN

Set calibrazione temperatura composto da indicatore e sensore



Dimensioni imballaggio (L×P×H)	175×110×55 mm
Peso netto	0,215 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,25 kg
Peso lordo ca.	0,30 kg
Peso di spedizione	0,26 kg

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Set calibrazione temperatura

Sistema di misura

Temperatura [Min] (°C)	-200 °C
Temperatura [Max] (°C)	1370 °C
Divisione temperatura [d] (°C)	0,1 °C
Unità di misura	°C °F

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Design

Dimensioni (L×P×A)	145×71×35 mm
Materiale	plastica
Materiale alloggiamento	Plastica ABS
Lunghezza cavo	0,9 m

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Batteria	4×1.5 V AAA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria capacità	1.200 mAh
Batteria tensione	6 V
Batteria tempo di carica	400 h

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
-------------------------	-----