

KERN DAB-A01.

KERN

Temperatuurkalibratieset bestaande uit meetsensor en afleeseenheid



Afmetingen verpakking (B×D×H)	175×110×55 mm
Nettogewicht	0,215 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Brutogewicht ca.	0,30 kg
Verzendgewicht	0,26 kg

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Temperatuurkalibratieset

Meetsysteem

Temperatuur [Min] (°C)	-200 °C
Temperatuur [Max] (°C)	1370 °C
Afreesbaarheid temperatuur [d] (°C)	0,1 °C
Eenheden	°C °F

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	145×71×35 mm
Materiaal	kunststoffen
Materiaal behuizing	ABS-kunststof
Kabellengte	0,9 m

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Batterij	4×1.5 V AAA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij capaciteit	1.200 mAh
Batterij spanning	6 V
Batterij oplaadtijd	400 h

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
-------------------------------	-----