


KERN DAB-A01.

KERN

Kit de calibração dos limites de temperatura composto por uma sonda térmica e um visor



Dimensões da embalagem (L×P×A) 175×110×55 mm

Peso líquido 0,215 kg

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 0,25 kg

Peso bruto aprox. 0,30 kg

Peso de envio 0,26 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças
Grupo de produto	Kit de calibração de temperatura

Sistema de medição

Temperatura [Min] (°C)	-200 °C
Temperatura [Max] (°C)	1370 °C
Leitura temperatura [d] (°C)	0,1 °C
Unidades de medição	°C °F

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Desenho

Dimensões (L×P×A)	145×71×35 mm
Material	plásticos
Material da caixa	Plástico ABS
Comprimento do cabo	0,9 m

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Bateria	4×1.5 V AAA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-mangânês)
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria capacidade	1.200 mAh
Bateria tensão	6 V
Bateria tempo de carga	400 h

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
-----------------------	-----