

KERN DE-A10

KERN

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	500×100×50 mm
Material	Stahl, pulverbeschichtet
Stativhöhe	480 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×510×275 mm
Nettogewicht	1,73 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Bruttogewicht ca.	2,6 kg
Versandgewicht	7 kg

Piktogramme

STANDARD

