


# KERN DE-A11N

Halterung für Auswertegerät

**KERN**



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Montageblech

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	200×100×40 mm
Material	Stahl, lackiert

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	205×154×45 mm
Nettogewicht	0,385 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Bruttogewicht ca.	0,45 kg
Versandgewicht	0,45 kg

## Piktogramme

STANDARD

