

KERN DLB-A01N.

KERN

Temperatur-Kalibrierset bestehend aus Messfühler mit Auswertegerät



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Temperatur-Kalibrierset

Messsystem

Temperatur [Min] (°C)	40 °C
Temperatur [Max] (°C)	200 °C
Ablesbarkeit Temperatur [d] (°C)	1 °C
Einheiten	°C

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	100×0×30 mm
Material Gehäuse	Metall, lackiert
Kabellänge	0 m

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	215×200×60 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,30 kg
Versandgewicht	0,5 kg

Piktogramme

STANDARD

