

# KERN DLB-A01N.

**KERN**

Set de calibración de temperatura compuesto por una sonda medidora y un indicador



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Set de calibración de temperatura

## Sistema de medición

Temperatura [Min] (°C)	40 °C
Temperatura [Max] (°C)	200 °C
Lectura temperatura [d] (°C)	1 °C
Unidades de medición	°C

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	100×0×30 mm
Material de carcasa	metal, lacado
Longitud del cable	0 m

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	215×200×60 mm
Peso neto	0,1 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,30 kg
Peso de envío	0,5 kg

## Pictogramas

STANDARD

