

# KERN DLB-A01N.

**KERN**

Set calibrazione temperatura composto da indicatore e sensore



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Set calibrazione temperatura

## Sistema di misura

Temperatura [Min] (°C)	40 °C
Temperatura [Max] (°C)	200 °C
Divisione temperatura [d] (°C)	1 °C
Unità di misura	°C

## Design

Dimensioni (L×P×A)	100×0×30 mm
Materiale alloggiamento	metallo, laccato
Lunghezza cavo	0 m

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	215×200×60 mm
Peso netto	0,1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,30 kg
Peso di spedizione	0,5 kg

## Pittogrammi

STANDARD

