

KERN DLB-A01N.

KERN

Temperatuurkalibratieset bestaande uit meetsensor en afleeseenheid



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Temperatuurkalibratieset

Meetsysteem

Temperatuur [Min] (°C)	40 °C
Temperatuur [Max] (°C)	200 °C
Afreesbaarheid temperatuur [d] (°C)	1 °C
Eenheden	°C

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	100×0×30 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Kabellengte	0 m

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	215×200×60 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,30 kg
Verzendgewicht	0,5 kg

Pictogrammen

STANDARD

