

# KERN DLB-A01N.

**KERN**

Kit de calibração dos limites de temperatura composto por uma sonda térmica e um visor



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças
Grupo de produto	Kit de calibração de temperatura

## Sistema de medição

Temperatura [Min] (°C)	40 °C
Temperatura [Max] (°C)	200 °C
Leitura temperatura [d] (°C)	1 °C
Unidades de medição	°C

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	100×0×30 mm
Material da caixa	metal, lacado
Comprimento do cabo	0 m

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	215×200×60 mm
Peso líquido	0,1 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,30 kg
Peso de envio	0,5 kg

## Pictogramas

STANDARD

