

# KERN DS-A01

**KERN**

Set per la pesata sottobilancia, composto da piattaforma, staffa e gancio, solo per modelli con piatto di pesata 308×318×75 mm



## Categoria

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Marchio               | KERN                     |
| Categoria di prodotto | Bilancia                 |
| Gruppo di prodotti    | Pesatura sottobilanciata |

## Design

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Materiale | Acciaio inossidabile |
|-----------|----------------------|

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N)        | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 340×330×60 mm   |
| Peso netto                     | 2 kg            |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 2,0 kg          |
| Peso lordo ca.                 | 2,0 kg          |
| Peso di spedizione             | 2 kg            |

## Pittogrammi

STANDARD

