

KERN DS-A01

KERN

Kit para pesagens suspensas, composto por uma plataforma, um estribo e um gancho, só para modelos com prato de pesagem do [...] tamanho 308×318×75 mm, KERN DS-A01, €



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças
Grupo de produto	Pesagem abaixo do equilíbrio

Desenho

Material	Aço inox
----------	----------

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	340×330×60 mm
Peso líquido	2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,0 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envio	2 kg

Pictogramas

STANDARD

