

KERN EMB 500-1SS05

KERN

Il magico salvaspazio – bilancia didattica impilabile per l'insegnamento sperimentale



Display

Tipo di display	LCD
Display dimensioni	55×23 mm
Display retroilluminato	no
Display altezza cifre	15 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	145×205×45 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	plastica
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	120 mm

Funzioni

Numero di tasti per il comando	2
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min
Visualizzazione capacità	✓
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Protetta IP - unità completa	-

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 300 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Batteria
	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK US CH
Accumulatore tempo di carica	10 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	50 h
Batteria	2×1.5 V AA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tensione	15 V
Batteria tempo di carica	35 h

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
-------------------------	-----

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance didattiche
Famiglia di prodotti	EMB-S

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	500 g
Divisione [d]	0,1 g
Risoluzione	5.000
Linearità	± 0,3 g
Riproducibilità	0,2 g
Range di tara	500 g
Unità preimpostata	g

	g
Unità di misura	dwt
	ozt
	oz

Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	500 g (M1)
Possibili punti di regolazione	500 g
Tempo di stabilizzazione	2,5 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,5 g
Scorrimento massimo (15 minuti)	400 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	800 mg

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

KERN EMB 500-1SS05

Il magico salvaspazio – bilancia didattica impilabile per l'insegnamento sperimentale

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 210×267×89 mm

Peso netto 2 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 2,0 kg

Peso lordo ca. 2,6 kg

Peso di spedizione 2,5 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione 961-247S05

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 963-127S05.

Numero di articolo per certificato di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

