

# KERN EOB-A0 1N

**KERN**

Stativo per innalzare l'apparecchio indicatore Altezza stativo ca. 480 mm



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Stativo

## Design

Stativo altezza	480 mm
-----------------	--------

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	580×210×115 mm
Peso netto	1,23 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,4 kg
Peso lordo ca.	1,6 kg
Peso di spedizione	2,8 kg

## Pittogrammi

STANDARD

