

KERN EOB-A02B

KERN

Soporte para elevar el indicador, altura del soporte aprox. 1000 mm



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Trípode

Diseño

Material	Acero inoxidable
Soporte altura	1000 mm

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	1015×430×155 mm
Peso neto	2,65 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,8 kg
Peso bruto aprox.	3,8 kg
Peso de envío	13,5 kg

Pictogramas

STANDARD

