

KERN EOB-A02B

KERN

Stativo per innalzare l'apparecchio indicatore, altezza stativo ca. 1000 mm



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Stativo

Design

Materiale	Acciaio inossidabile
Stativo altezza	1000 mm

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1015×430×155 mm
Peso netto	2,65 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,8 kg
Peso lordo ca.	3,8 kg
Peso di spedizione	13,5 kg

Pittogrammi

STANDARD

