

KERN EOB-A02B

KERN

Statief om de afleesinrichting hoger te plaatsen, statiefhoogte ca. 1000 mm



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Statief

Ontwerp

Materiaal	Edelstaal
Statief hoogte	1000 mm

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1015×430×155 mm
Nettogewicht	2,65 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	3,8 kg
Verzendgewicht	13,5 kg

Pictogrammen

STANDARD

