


# KERN EOC-A04

# KERN

Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts



## Piktogramme

### STANDARD



Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Halterung
Messsystem	
Linearität	±
Bauform	
Abmessungen (B×T×H)	200×100×40 mm
Funktionen	
IP-Schutz - Kompletgerät	kein IP-Schutz
Energieversorgung	
Akku optional	Akku optional - intern
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-20 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	60 °C
Verpackung & Versand	
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	185×75×90 mm
Nettogewicht	0,044 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,2 kg