


KERN EOC-A05

KERN

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 330 mm, nachrüstbar



Versandgewicht 2,9 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

Messsystem

Linearität	±
------------	---

Bauform

Material	Edelstahl
Stativhöhe	330 mm

Funktionen

Rezeptur-/Summierstufe	Sum A
IP-Schutz - Kompletgerät	kein IP-Schutz

Energieversorgung

Akku optional	Akku optional - intern
---------------	------------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-20 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	500×220×130 mm
Nettogewicht	1,6215 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg