

# KERN EOC-A05

# KERN

Soporte para elevar el indicador, altura del soporte de aprox. 330 mm, se puede reequipar



Peso de envío 2,9 kg

Pictogramas

STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Trípode

## Sistema de medición

Linealidad	±
------------	---

## Diseño

Material	Acero inoxidable
Soporte altura	330 mm

## Funciones

Nivel de formulación/suma	Sum A
Protección IP - unidad completa	-

## Alimentación

Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno
---------------------	-------------------------------

## Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	-20 °C
Temperatura ambiental [Max]	60 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	500×220×130 mm
Peso neto	1,6215 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,8 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg