


KERN FA 500G

Mechanische grafsteentester

KERN



Opslagtemperatuur [Max] 40 °C

Verpakking & verzending


Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	325×190×95 mm
Nettogewicht	1,8 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Brutogewicht ca.	2,2 kg
Verzendgewicht	2,2 kg

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht)	961-1610
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (drukkracht)	961-2610
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht/drukkracht)	961-3610

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtsmeting
Productgroep	Grafsteentester
Productfamilie	FA-G

Meetsysteem

Vooraf ingestelde eenheid	N
Tolerantie (% van [Max])	1%
Meetbereik kracht [Max] (N)	500 N
Afleesbaarheid kracht [d] (N)	2,5 N
Krachtrichtingen	trek druk
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	150%

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	232×60×51 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	232×60×51 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	232×60×51 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	232×60×51 mm
Materiaal behuizing	kunststof

Functies

Peak-functie	✓
--------------	---

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C