


KERN FA 500G

Testador mecânico de lápides

KERN



Temperatura de armazenamento [Max] 40 °C

Embalagem e expedição


Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	325×190×95 mm
Peso líquido	1,8 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,8 kg
Peso bruto aprox.	2,2 kg
Peso de envio	2,2 kg

Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração)	961-1610
Número do artigo para calibração de fábrica (força de pressão)	961-2610
Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração/força de pressão)	961-3610

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Testador de lápides
Família de produto	FA-G

Sistema de medição

Unidade pré-ajustada	N
Tolerância (% de [Max])	1%
Gama de medição força [Max] (N)	500 N
Leitura força [d] (N)	2,5 N
Direcções da força	tração pressão
Proteção contra sobrecarga (% de [Max])	150%

Desenho

Dimensões (L×P×A)	232×60×51 mm
Dimensões visor (L×P×A)	232×60×51 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	232×60×51 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	232×60×51 mm
Material da caixa	plástico

Funções

Função Peak	✓
-------------	---

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C