


# KERN FK-A02

**KERN**

Tensiometeropzetstuk voor trekspanningstests met hoge belasting tot 1000 N, stalen opzetstuk en stalen wieltjes, wieltjes niet verstelbaar



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek

## Ontwerp

Afmetingen apparaat (B×D×H)	140×140×40 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	152×80×28 mm
Materiaal	metaal
Materiaal behuizing	metaal

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Nettogewicht	0,13 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Brutogewicht ca.	0,15 kg
Verzendgewicht	0,133 kg

## Pictogrammen

STANDARD

