

KERN FOB 7K-4NLO

KERN

Balança compacta em aço inoxidável para a pesagem de órgãos, com proteção especial e de limpeza higiénica graças à classe de proteção IP67 e superfícies lisas em aço inoxidável



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Balança para órgãos
Família de produto	FOB-O

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de divisão múltipla
Número de campos de pesagem	2
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	5000 g; 7500 g
Leitura [d]	0,5 g; 1 g
Resolução	10.000, 7.500
Linearidade	± 1,5 g; 3 g
Reprodutibilidade	0,5 g; 1 g
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	g lb oz
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	5 kg (M1)
Possíveis pontos de ajuste	5 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	30 min; 30 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	1,5 g; 3 g
Fluência máxima (15 minutos)	4 g
Fluência máxima (30 minutos)	8 g

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	25 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	285×255×90 mm
Material da caixa	aço inox
Material superfície de pesagem	aço inox
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	252×200 mm

Funções

Número de teclas para operação	4
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	2 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Protecção IP - unidade completa	IP67
Protecção IP - ecrã	IP67
Protecção IP - plataforma	IP67

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	15 V, 500 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK CH
Bateria	4×1.5 V AA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tensão	6 V
Bateria tiempo de carga	48 h
Bateria tempo de operação - con retroiluminação	48 h
Bateria tempo de operação - sem retroiluminação	66 h

Condições ambientais

Humidade ambiente [Min]	25 %
-------------------------	------

KERN FOB 7K-4NLO

Balança compacta em aço inoxidável para a pesagem de órgãos, com proteção especial e de limpeza higiênica graças à classe de proteção IP67 e superfícies lisas em aço inoxidável

Humidade ambiente [Max]	95 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	415×305×165 mm
Peso líquido	3,8 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	4,6 kg
Peso de envio	4,495 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
Número do artigo para calibração DAkkS	963-128
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

