

# KERN FS 2-5000Y1

# KERN

Conjunto preconfigurado compuesto por el dinamómetro premium FS 2 y la célula de medida CO 50-Y1



Montaje - aplicación de fuerza	Pieza de presión (del lado del cliente)
Montaje - disipación de fuerzas	3 × agujero roscado M3
Dimensiones célula de carga (cilíndrico)	20×12 mm

## Funciones

Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	seleccionable
Función Peak	✓
Función estadística	✓
Función de memoria	✓
Interfaces	USB-Device

## Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	5 V, 1 A
Fuente de alimentación de enchufe tipo	USB incl. unidad de alimentación enchufable (separable)
Alimentación suministrada	Acumulador y suministro de energía
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	UK
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	5 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	8 h
Tipo de batería / acumulador	Li-Ion
Conexión de la batería	Conector de bañera de 2 polos
Batería capacidad	2.400 mAh
Batería tensión	3,7 V

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	3 d
Peso neto	0,349 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,35 kg

## Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Medición de fuerza
Grupo de producto	Kit de instrumento medidor de fuerza
Familia de productos	FS OY1

## Sistema de medición

Unidad predefinida	N
Rango de medición fuerza [Max] (N)	500 N
Lectura fuerza [d] (N)	0,1 N
Direcciones de la fuerza	compresión
Cabezal de medición frecuencia de medición	1000 Hz
Número de plataformas / canales	2

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

## Pantalla

Pantalla tipo	TFT, de color
Pantalla resolución	320×480
Lenguajes de interfaz de usuario	Alemán Inglés Francés Español Italiano

## Diseño

Material carcasa de pantalla	Plásticos
Material de carcasa	plástico

# KERN FS 2-5000Y1



Conjunto preconfigurado compuesto por el dinamómetro premium FS 2 y la célula de medida CO 50-Y1


Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envío	1,245 kg

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS (fuerza de compresión)	963-261
--	---------

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

