

KERN HCB-A01

KERN

Karabiner (Edelstahl) mit Sicherheitsverschluss



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Karabiner

Bauform

Material	Edelstahl
Nenntragfähigkeit (WLL)	200 kg

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Max]	60 °C
-----------------------	-------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	50×100×10 mm
Nettogewicht	0,12 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg

Piktogramme

STANDARD

