

KERN HO-A01

Sonda UCI para HV 1

KERN



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Measurementtechnology
Grupo de producto	Sonda

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	155×22×22 mm
Material	metal
Material de carcasa	metal

Funciones

Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	30 min
---	--------

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	150×40×40 mm
Peso neto	0,215 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,25 kg
Peso bruto aprox.	0,25 kg
Peso de envío	0,225 kg

Pictogramas

STANDARD



1 DAY