

# KERN HO-A02

Sonda UCI para

**KERN**



## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição
Grupo de produto	Sonda

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	155×22×22 mm
Material	metal
Material da caixa	metal

## Funções

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	30 min
--	--------

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	150×40×40 mm
Peso líquido	0,215 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,25 kg
Peso bruto aprox.	0,25 kg
Peso de envio	0,225 kg

## Pictogramas

STANDARD

