

KERN HO-A08

Prüfstand für reproduzierbare Prüfbewegungen

KERN



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	200×200×332 mm
Material	Metall
Material Gehäuse	Metall

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	320×320×440 mm
Nettogewicht	8,8 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	9 kg
Bruttogewicht ca.	9 kg
Versandgewicht	9 kg

Piktogramme

STANDARD

