

KERN HO-A08

KERN

Banco de pruebas para movimientos de prueba reproducibles



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Measurementtechnology

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	200×200×332 mm
Material	metal
Material de carcasa	metal

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	320×320×440 mm
Peso neto	8,8 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	9 kg
Peso bruto aprox.	9 kg
Peso de envío	9 kg

Pictogramas

STANDARD

