

KERN HO-A08

KERN

Banc d'essai pour mouvements d'essai reproductibles



Catégorie

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Marque | Sauter |
| Catégorie de produits | Technique de mesure |

Forme de construction

| | |
|----------------------------|----------------|
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 200×200×332 mm |
| Matériau | métal |
| Matériau boîtier | métal |

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N) | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 320×320×440 mm |
| Poids net | 8,8 kg |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids net env. | 9 kg |
| Poids brut env. | 9 kg |
| Poids d'expédition | 9 kg |

Pictogrammes

STANDARD

