

KERN HO-A08

KERN

Banco di prova per movimenti di prova riproducibili



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	200×200×332 mm
Materiale	metallo
Materiale alloggiamento	metallo

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	320×320×440 mm
Peso netto	8,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	9 kg
Peso lordo ca.	9 kg
Peso di spedizione	9 kg

Pittogrammi

STANDARD

