

KERN HO-A19

KERN

Banca de ensaios para objetos redondos e chatos para utilização com as sondas motorizadas HO-A15 até HO-A18



Categoria

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Marca | Sauter |
| Categoria de produto | Tecnologia de medição |

Desenho

| | |
|----------------------------|----------------|
| Dimensões da caixa (L×P×A) | 205×142×284 mm |
| Material | alumínio |
| Material da caixa | alumínio |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 405×340×580 mm |
| Peso líquido | 1,6 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 1,6 kg |
| Peso bruto aprox. | 2,0 kg |
| Peso de envio | 16 kg |

Pictogramas

STANDARD

