

KERN IFB-A01

KERN

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

Messsystem

Wägezellen-Verbindung	6-Leiter
-----------------------	----------

Bauform

Material	Edelstahl
Stativhöhe	330 mm
Stativ neigbar	✓

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-31 °C
Lagertemperatur [Max]	91 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	130×725×165 mm
Nettogewicht	1,1715 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Bruttogewicht ca.	1,8 kg
Versandgewicht	3,1 kg