

# KERN IFB-A01

Soporte para elevar el indicador

# KERN



## Pictogramas

STANDARD



### Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Trípode

### Sistema de medición

Conexión de la célula de pesaje	6 conductores
---------------------------------	---------------

### Diseño

Material	Acero inoxidable
Soporte altura	330 mm
Soporte inclinable	✓

### Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-31 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	91 °C

### Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	130×725×165 mm
Peso neto	1,1715 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,2 kg
Peso bruto aprox.	1,8 kg
Peso de envío	3,1 kg