

KERN IFB-A01

KERN

Stativo per innalzare l'apparecchio indicatore



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Stativo

Sistema di misura

Collegamento della celle di carico	6-conduttori
------------------------------------	--------------

Design

Materiale	Acciaio inossidabile
Stativo altezza	330 mm
Stativo inclinabile	✓

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-31 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	91 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	130×725×165 mm
Peso netto	1,1715 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,2 kg
Peso lordo ca.	1,8 kg
Peso di spedizione	3,1 kg

Pittogrammi

STANDARD

