

# KERN IFB-A01

Coluna para elevar a posição do visor da balança

# KERN



## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças
Grupo de produto	Tripé

## Sistema de medição

Ligação da célula de pesagem	6-condutores
------------------------------	--------------

## Desenho

Material	Aço inox
Coluna altura	330 mm
Coluna inclinação	✓

## Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-31 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	91 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	130×725×165 mm
Peso líquido	1,1715 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,2 kg
Peso bruto aprox.	1,8 kg
Peso de envio	3,1 kg