


# KERN IXS-A01-2023a

**KERN**

Statief om de afleesinrichting aan het platform te bevestigen



## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Statief

## Ontwerp

Materiaal plateau	Edelstaal
Statief hoogte	50 mm

## Functies

Telfunctie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A

## Tellen

Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100, 200
---------------------------------	----------------------

## Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	140×730×170 mm
Nettogewicht	0,46 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,75 kg
Verzendgewicht	3,5 kg