


KERN IXS-A01

KERN

Stativo per il fissaggio dell'analizzatore alla piattaforma



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Stativo

Design

Materiale piattaforma	Acciaio inox
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	3 m
Stativo altezza	50 mm

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	190×155×70 mm
Peso netto	0,472 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	2 kg

Pittogrammi

STANDARD

