

KERN JCT 100

KERN

Laagdiktemeter van de nieuwe generatie



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Laagdiktemeter
Productgroep	Digitale laagdiktemeter
Productfamilie	JCT

Meetsysteem

Eenheden	μm inch (mil)
Tolerantie (% van [Max])	2%
Afreesbaarheid laagdikte [d] (μm)	0,1 μm
Minimumdikte coating	300 μm
Meetbereik laagdikte [d] (μm)	2000 μm
Positie voor plaatsing van de sensor	interne

Laagdiktemeters sensortype	FE NFE
----------------------------	-----------

Testobject coating	Niet-magnetische bekledingen op ijzer en staal, type F Bekledingen op niet-magnetische metalen, type N
--------------------	---

Kleinste monster, vlak (radius)	10 mm
Kleinste monster, concaaf (radius)	50 mm
Kleinste monster, convex (radius)	1,5 mm

Intern gegevensgeheugen: Aantal waardegroepen	55
---	----

Intern gegevensgeheugen: Aantal individuele waarden	60
---	----

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	grafisch LCD
Scherm type	Grafisch LCD
Scherm grootte	2 "
Scherm resolutie	240×320
Scherm reversibel	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	152×65×35 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	152×65×35 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	152×65×35 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	152×65×35 mm
Materiaal behuizing	kunststof

Funcities

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	5 min
Hold-functie	✓
Peak-functie	✓
Statistiekfunctie	✓
Continue registratie van meetgegevens mogelijk	✓
Grenswaardefunctie	✓
Geheugenfunctie	✓

Interfaces	Bluetooth USB 2.0
------------	----------------------

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO
Accu oplaadtijd	3 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	6 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	8 h
Type batterij/accu	Li-Ion
Batterijaansluiting	Steekverbinder
Batterij oplaadtijd	20 h

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×198×50 mm
Nettogewicht	0,18 kg
Verzendmethode	Pakketdienst

KERN JCT 100



Laagdiktemeter van de nieuwe generatie

Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,75 kg
Verzendgewicht	0,75 kg

Pictogrammen

STANDARD

