


KERN KIB-A01

KERN

Alibispeicher, inklusive USB-Schnittstelle für den Export von Wägeregebnissen auf externe Datenträger, wie z.B. USB-Sticks, Festplatten etc.



Piktogramme

STANDARD



FACTORY



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Schnittstellenmodul

Messsystem

Linearität	±
------------	---

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	10×10×10 mm
---------------------	-------------

Funktionen

Schnittstellen	Alibi Speicher (optional, factory) USB-Host/Master (optional, factory)
IP-Schutz - Kompletgerät	kein IP-Schutz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-20 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×60×100 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg