


# KERN KIB-A01

Alibigeheugen, inclusief USB-interface voor de export van weegresultaten naar externe gegevensdragers, zoals USB-sticks, harde schijven enz.



## Pictogrammen

### STANDARD



1 DAY

### FACTORY



USB

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Interfacemodule

## Meetsysteem

Linearisatie	±
--------------	---

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	10×10×10 mm
--------------------	-------------

## Functies

Interfaces	Alibigeheugen (optionele, factory) USB-Host/Master (optionele, factory)
Bescherming IP - complete unit	-

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-20 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	60 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×60×100 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg