


# KERN KIB-A13



Alibispeicher: Elektronische Archivierung von Wägeregebnissen



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Schnittstellenmodul

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	10×10×10 mm
---------------------	-------------

## Funktionen

Schnittstellen	Alibi Speicher (optional, factory)
----------------	------------------------------------

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-20 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	60 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×60×100 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Versandart	Paketservice
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Piktogramme

STANDARD

