


# KERN KIB-A13

Mémoire alibi: archivage électronique des résultats de pesée



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Module d'interface

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	10×10×10 mm
--------------------	-------------

## Fonctions

Interfaces	Mémoire alibi (en option, factory)
------------	------------------------------------

## Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-20 °C
Température ambiante [Max]	60 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	65×60×100 mm
Poids net	0,1 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

## Pictogrammes

STANDARD

