


# KERN KIB-A13

**KERN**

Alibigeheugen: elektronische opslag van weegresultaten



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Interfacemodule

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	10×10×10 mm
--------------------	-------------

## Functies

Interfaces	Alibigeheugen (optionele, factory)
------------	------------------------------------

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-20 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	60 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×60×100 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

## Pictogrammen

STANDARD

