


# KERN KIB-A13

**KERN**

Memória alibi: Arquivagem eletrônica de resultados de pesagem



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças
Grupo de produto	Módulo de interface

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	10×10×10 mm
-------------------	-------------

## Funções

Interfaces	Memória Alibi (opcional, factory)
------------	-----------------------------------

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-20 °C
Temperatura ambiente [Max]	60 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	65×60×100 mm
Peso líquido	0,1 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envio	0,1 kg

## Pictogramas

STANDARD

